

Banc de Magnétoscopie CM 2000A

→ Idéal pour le contrôle de petites pièces de séries



Existe en version semi automatisée avec automate de contrôle, gestion des cycles



- ❖ Alimentation 230V/50Hz /16A
- ❖ Courant à vide : 0 – 2000A efficace
- ❖ Sortie Alternative AC, en option R1A / R2A
- ❖ Mode magnétisation :
 - Par passage de flux (pôles d'aimantation)
 - Par passage de courant – ouverture jusqu'à 500mm
 - Par solénoïde
 - Par conducteur central (option)

Activation par pédale



Solénoïde

- ❖ Système de pulvérisation de la liqueur munis d'un bac de récupération avec filtre, système de brassage et buse de pulvérisation manuelle
- ❖ Fonction magnétisation et démagnétisation en mode manuel
- ❖ Réglage du courant par potentiomètre / affichage digital

Option : éclairage UV à LED avec bras articulable / cabine UV
Support cuivré avec conducteur central



Conducteur central

